

1- Comment se porte le masque chirurgical Paul Boyé ?

Vous trouverez ci-dessous des conseils d'utilisation pour porter le masque chirurgical Paul Boyé



Dépliez le masque, barrette nasale vers le haut, en présentant la mention imprimée sur le masque à l'extérieur.
Positionnez le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton.



Accrochez le masque : passez les élastiques derrière les oreilles.



Modelez la barrette sur le contour du nez avec vos deux index pour assurer l'étanchéité du masque.

2- À quoi sert le masque chirurgical ?

Le masque à usage médical est principalement destiné à protéger le patient contre la transmission d'agents infectieux et, dans certaines circonstances à protéger la personne qui le porte contre les projections de liquides susceptibles d'être contaminés. Il peut être porté par des patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans un contexte d'épidémie ou de pandémie.

3- Quel est le taux de filtration du masque chirurgical Paul Boyé ?

Le masque chirurgical Paul Boyé filtre au moins 98 % des particules bactériennes selon la norme EN 14683+AC:2019

4- Combien de temps puis-je porter le masque chirurgical ?

Le temps de port idéal est de 4 heures. Le masque chirurgical Paul Boyé est à usage unique et il n'est pas lavable.

5- Où est fabriqué le masque chirurgical Paul Boyé ?

Le masque chirurgical Paul Boyé est fabriqué à Labarthe sur Lèze, en France près de Toulouse.

6- Le masque chirurgical Paul Boyé est-il certifié ?

Le masque chirurgical Paul Boyé est certifié en tant que dispositif médical classe 1.
Un laboratoire extérieur (Nelson Lab.) a testé notre produit suivant la norme EN 14683+AC:2019.

7- Quelle est la durée de vie du masque chirurgical Paul Boyé ?

Le masque chirurgical Paul Boyé doit être stocké dans un endroit sec (humidité relative en dessous de 80 %), à l'abri de la lumière, dans des conditions climatiques comprises entre -20°C et 40°C.
Sa durée de vie est de 5 ans, la date de péremption est apposée sur l'emballage.

8- Que faire si un masque est mouillé ?

Un masque est moins efficace s'il est mouillé par la pluie ou rendu humide par son usage (respiration, transpiration...). Il est donc fortement recommandé de changer son masque mouillé pour en mettre un nouveau, sec.

9- À quoi servent les pointillés sur le devant du masque chirurgical Paul Boyé ?

Ces pointillés ne sont pas des trous, c'est en fait une soudure périphérique qui permet d'assembler et de tenir les différentes couches composant le masque chirurgical Paul Boyé.

10- Le masque chirurgical Paul Boyé convient-il à toutes les tailles ?

Le masque chirurgical Paul Boyé a été conçu pour convenir à l'ensemble des morphologies faciales adultes.

11- Est-ce que le port de la barbe peut nuire à l'efficacité du masque chirurgical ?

Les masques chirurgicaux sont aussi adaptés aux personnes portant une barbe.

Vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez ?

Posez-nous votre question par mail : ventedirecte@paulboye.fr